

Pagina 1 di 1	AZ. OSPEDALIERA FATEBENEFRAPELLI E OFTALMICO MILANO Servizio di Prevenzione e Protezione
---------------	--

Emissione: 19.3.1997	PROCEDURA N. 26
Aggiornamento: 27.9.2001	NORME OPERATIVE PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE EMITTENTI RAGGI ULTRAVIOLETTI ED INFRAROSSI
Destinatari	Personale sanitario e tecnico addetto.

◀ **NORME GENERALI**

Le apparecchiature e gli impianti possono essere utilizzate solo da personale qualificato e autorizzato.

Le apparecchiature devono mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di sicurezza:

- Segnalatore di funzionamento presente.
- Disponibilità di manuali con la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature.

◀ **CARATTERISTICHE DELL'AREA DI IMPIEGO**

- Un cartello affisso sulla porta di accesso all'area di trattamento, indicante pericolo di radiazioni non ionizzanti e accesso consentito solo al personale autorizzato durante il funzionamento, deve rimanere ben visibile nel tempo.
- Durante il trattamento la porta di accesso al locale DEVE rimanere rigorosamente chiusa, al fine di impedire la fuoriuscita anche della radiazione riflessa.
- Verificare che la luce di segnalazione di "apparecchiatura in funzione" sia regolarmente accesa durante il trattamento.
- Manutenere periodicamente l'apparecchiatura.
- E' VIETATO a tutto il Personale l'accesso e la sosta nei locali di terapia o nei locali dove sono installate lampade UV germicide, per tutta la durata del trattamento.

◀ **PROTEZIONE DEI PAZIENTI**

- Al termine del periodo prefissato di trattamento, l'emissione radiante si deve interrompere automaticamente, pertanto verificare periodicamente il suo corretto funzionamento.